
PCR産物の電気泳動結果



レーン番号	サンプル名
М	1 kb DNA Ladder (TaKaRa)
N	Negative control(H2O)
1	検体1
2	検体2
3	検体3

FUN MEIUX	
10F Primer (細菌用)	1 µ L
800R Primer (細菌用)	1 µ L
10xEx Taq buffer	5 µ L
2.5mM dNTP	4 µ L
Ex Taq HS	0.25 µ L
Template DNA	2 µ L

36.75 μ L 50 μ L total

PCR Cycles

H20

DCD 紹成

94	3min	
94	30sec	
55	1min	
72	1min	30cycle
72	7min	

[泳動結果] 検体1,2,3について予想される約800bpにDNA断 片の増幅を確認した。