

Product Information


全てのお客様のために
直販のブランド **Full-Steri**

第16改正
日本薬局方
収録培地


スタンプ培地

～医薬品をご製造で環境モニタリングを行っている企業様へ～

簡易な方法



特徴



クリーンルームなどの環境モニタリングの実施に使用されおります。**本製品はお客様に合わせてγ線滅菌を行った、1重、2重、3重の製品も取扱っております。**
詳しくは以下の番号までご連絡下さい。

● 価格表

品番	培地名	用途	価格100枚入
053-11013D	SCD寒天培地	総好気性細菌数用	お問合せ ください
053-11008D	SCDLP寒天培地	殺菌剤効果確認用	
053-11011D	サブロー寒天培地	総真菌数用	
053-11024D	CP加サブロー寒天培地	総真菌数用	

「γ線滅菌済み 多重包装」につきましてはお問合せください！

072-967-3515

お待ちしております！！

● 製品仕様

本体サイズ：6.5cm (直径) × 1.5cm (高さ)
梱包箱サイズ：15cm (縦) × 34cm (横) × 15cm (高さ)

入数：100枚入、30枚入

材質：ポリスチレン
(コンタクトプレート)

滅菌：オートクレーブ滅菌

送料：弊社負担

保管：冷蔵 4℃～8℃

お試用サンプルをご用意しております
ご用命下さい

株式会社 アテクト

滋賀県東近江市上羽田町3275番地1

TEL 0748-20-3535

FAX 0748-25-7171

URL <http://www.atect.co.jp>

E-mail biosales@atect.co.jp

全てのお客様のために
直販のブランド **Full-Steri**

ご発注は、フリーダイヤルのファクシミリへどうぞ

0120-82-4929

アテクト 検査

検索